



# Versandhinweise

<b>peripheres Blut für FACS-Analyse</b>	frisches EDTA-Blut, 2 Röhrchen  Probe muß spätestens 24 Std. nach Entnahme im Labor verarbeitet werden
<b>KM für FACS-Analyse</b>	stabilisiertes KM (bevorzugt EDTA)  Probe muß noch am gleichen Tag nach Entnahme ins Labor geschickt werden, ggf. Anmeldung für Botendienst Tel.: 0261/30405-118
<b>Apheresat / peripheres Blut für CD34-Messung</b>	EDTA-Röhrchen:  Probe muß innerhalb 6 Std. nach Entnahme im Labor verarbeitet werden ggf. Anmeldung für Botendienst Tel.: 0261/30405-118
<b>Liquor</b>	steriles Röhrchen ohne Zusätze
<b>Punktat</b>	stabilisierte Probe z.B. Heparin